

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fgf23 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv9

Numero articolo: CM0027147



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio FGF23 validato per WB, IF/ICC, ELISA in Umano, Topo, Ratto. Regola il metabolismo del fosfato e della vitamina D; essenziale per la ricerca sui disordini ossei. Bersaglio 28kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio FGF23
Note/Alias	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8074
ID Gene	8074
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-251 di FGF23 umano (NP_065689.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZV9
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio