

Anticorpo Policlonale Coniglio Fgfr2 Per Ihc-P E Elisa - P21802

Numero articolo: CM0022587



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting FGFR2 umano, adatto per IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia dello sviluppo, oncologia e disturbi scheletrici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FGFR2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Specie	Umano
ID gene (Umano)	2263
ID gene	2263
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P21802
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio