


## Fip200 Pab Coniglio - Q8Tdy2

Numero articolo: CM0015282



### introduzione

FIP200 PAb coniglio è un anticorpo policlonale che rileva RB1CC1 umano, murino e ratto. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA; ideale per la ricerca sull'autofagia e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | FIP200 PAb coniglio                                                                                                                  |
| Annotazioni/Alias     | CC1; ATG17; FIP200; PPP1R131                                                                                                         |
| Specie                | Uomo                                                                                                                                 |
| GeneID (Uomo)         | 9821                                                                                                                                 |
| GeneID                | 9821                                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1280-1400 della FIP200 umana (NP_055596.3). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                    |
| SWISS                 | Q8TDY2                                                                                                                               |
| Peso proteico         | 183 kDa                                                                                                                              |
| Spedizione            | Ghiaccio sintetico                                                                                                                   |