

Anticorpo Monoclonale Fitc Anti-Cd4 Di Pollo Per Citometria A Flusso - Q9W6V7

Numero articolo: CM0004644

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato FITC che bersaglia la proteina CD4 di pollo (55 kDa). Adatto per citometria a flusso su linfociti di pollo. Mappato sul dominio extracellulare della proteina di superficie dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FITC Rabbit anti-Chicken CD4 mAb
Note/Alias	CD4
Specie	Pollo
ID genico (Umano)	920
ID genico	395362
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-423 della CD4 di pollo (NP_989980.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Pollo
SWISS	Q9W6V7
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio