

Fitc Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd3E - Cd3E

Numero articolo: CM0003976

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato FITC che riconosce specificamente il CD3e (CD3 epsilon) del topo per applicazioni di citometria a flusso. Prodotto in criceto armeno, questo reagente consente il rilevamento preciso dei linfociti T in campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FITC Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse CD3e
Note/Alias	CD3; T3e; CD3epsilon
Specie	Topo
ID Gene	12501
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD3e di Topo
Origine	Criceto Armeno
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio