

Anticorpo Monoclonale Fitc Coniglio Anti-Capra Igg (Frammento Fc) - Igg Fc Di Capra

Numero articolo: CM0009886

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato FITC ad alta specificità, diretto contro il frammento Fc dell'IgG di capra, validato per citometria a flusso. Ideale per la rilevazione di IgG di capra in saggi immunologici di ricerca e diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb FITC rabbit anti-capra IgG (frammento Fc)
Specie	Capra
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina ricombinante del frammento Fc dell'IgG di capra.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Capra
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio