


Anticorpo Monoclonale Fitc Coniglio Anti-Umano Cd2 Per Fc - P06729

Numero articolo: CM0008149



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato FITC coniglio anti-umano CD2 per citometria a flusso (FC). Specifico per CD2 umano (T11/SRBC/LFA-2), un antigene di superficie delle cellule T di 39 kDa. Validato per FC. Ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule T e NK e per gli studi di adesione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb FITC coniglio anti-umano CD2
Note/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	914
GeneID	914
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-209 del CD2 umano (NP_001758.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P06729
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio