


Anticorpo Monoclonale Coniugato Fitc Di Coniglio Anti-Cd44 Umano Per Fc - P16070

Numero articolo: CM0008861



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato FITC che bersaglia CD44 umano per citometria a flusso. Validato per campioni umani. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della migrazione e dell'homing immunitario. SWISS: P16070.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb FITC Rabbit anti-Human CD44
Note/Alias	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; antigene CD44
Specie	Umana
GeneID (umano)	960
GeneID	960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-178 di CD44 umano (NP_000601.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P16070
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio