

Fitc Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd7 Umano Per La Citometria A Flusso - P09564

Numero articolo: CM0006111

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a FITC che riconosce il CD7 umano (GP40, Tp40, LEU-9). Progettato per il rilevamento citofluorimetrico delle popolazioni di cellule T e NK nei flussi di lavoro di immunofenotipizzazione e diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FITC Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD7 umano
Note/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	924
GeneID	924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-180 del CD7 umano (NP_006128.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P09564
Peso molecolare proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio