


Anticorpo Monoclonale Coniugato Fitc Di Coniglio Anti-Cd99 Umano Per Fc - P14209

Numero articolo: CM0007864



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a FITC contro il CD99 umano (MIC2) per citometria a flusso. Bersaglia l'antigene CD99 di 19 kDa coinvolto nell'adesione delle cellule T, nell'extravasazione dei leucociti e nella formazione di rosette. Reagisce in modo crociato con il CD99 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD99 umano coniugato FITC
Note/Alias	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Specie	Umano
GeneID	4267
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 24-123 del CD99 umano (NP_002405.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P14209
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio