

Anticorpo Monoclonale Coniugato Fitc Di Coniglio Anti-Tcr Γ/Δ Umano - Tcr Γ/Δ

Numero articolo: CM0009757

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato FITC che mira al TCR γ/δ umano per la citometria a flusso. Specifico per le catene gamma/delta del recettore delle cellule T, ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sui sottogruppi di cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniugato FITC di coniglio anti-TCR γ/δ umano
Note/Alias	TCRD; TRD@; TCRDV1; TCRG; TRG@
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6964/6965
ID Gene	6964/6965
Immunogeno	Proteina ricombinante di TCR γ/δ umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
Spedizione	Borsa del ghiaccio