

Anticorpo Monoclonale Fitc Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd45 Per Fc - P08575

Numero articolo: CM0011945



introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato coniugato FITC contro CD45 (antigene comune dei leucociti) umano e da cinomolgo. Validato per citometria a flusso, consente l'identificazione e l'analisi precise delle cellule immunitarie, supportando la ricerca sull'attivazione e la segnalazione dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb FITC coniglio anti-umano/scimmia CD45
Annotazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 della CD45 umana (P08575)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana, Cynomolgo
SWISS	P08575
Peso proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio