


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd8A Coniugato Con Fitc Per Fc - P01732

Numero articolo: CM0004144



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con FITC specifico per CD8a umano e di cinomolgo. Progettato per il rilevamento mediante citometria a flusso delle cellule T CD8+, a supporto della ricerca sulla risposta immunitaria e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FITC Coniglio anti-Umano/Scimmia CD8a mAb
Note/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	925
GeneID	925
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio