

Anticorpo Monoclonale Coniugato Fitc Di Coniglio Contro Cd32 Di Topo Per Citometria A Flusso - P08101

Numero articolo: CM0007969

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato FITC diretto contro CD32 di topo (recettore Fc gamma IIB) per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare, adatto per rilevare CD32 sulle cellule ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb FITC di coniglio contro CD32 di topo
Note/Alias	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	2213
GeneID	14130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 30-207 di CD32 di topo (NP_034317.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P08101
Peso proteico	31kDa/33kDa/36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio