


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ratto Cd45 Coniugato Con Fitc Per Fc - P04157

Numero articolo: CM0011923



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con FITC contro CD45 di ratto (L-CA, T200), validato per citometria a flusso. Rileva l'antigene comune dei leucociti, una fosfatasi proteica tirosinica di tipo recettoriale essenziale per l'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FITC Coniglio anti-Ratto CD45 mAb
Osservazioni/Alias	Lca; RT7; CD45; L-CA; T200
Specie	Ratto
GeneID (Umano)	5788
GeneID	24699
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-546 del CD45 di ratto (NP_612516.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P04157
Peso proteico	143 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio