

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Fitc/5-Fam/6-Fam

Numero articolo: CM0002056

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting FITC, 5-FAM e 6-FAM. Validato per WB e ELISA con reattività indipendente dalla specie. Ideale per il rilevamento di molecole marcate con FITC in vari saggi di ricerca e diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                        |
|---------------------|-------------------------------|
| Nome Prodotto       | FITC/5-FAM/6-FAM Coniglio mAb |
| Specie              | Umano                         |
| Immunogeno          | Peptide sintetico, FITC       |
| Fonte               | Coniglio                      |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali         |
| Applicazione        | WB, ELISA                     |
| Reattività Crociata | Indipendente dalla specie     |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio            |