

Fkbp1B Coniglio Pab - P68106

Numero articolo: CM0029527



introduzione

L'anticorpo policlonale FKBP1B Rabbit pAb rileva la peptidil-prolil cis-trans isomerasi FKBP1B (FKBP 12.6 kDa) per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'immunosoppressione e sul ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FKBP1B Coniglio pAb
Note/Alias	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPIase; FKBP12.6; FKBP1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2281
GeneID	2281
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-80 di FKBP1B umano (NP_473374.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P68106
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio