

Anticorpo Policlonale Coniglio Flii Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13045

Numero articolo: CM0013897

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FLII umano (omologo di flightless-1). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla dinamica del citoscheletro, adesione cellulare e trascrizione. ~145 kDa, SWISS: Q13045.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	FLII Coniglio pAb
Note/Alias	FLI; FLIL; FLI1; FLII
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2314
ID Gene	2314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-660 di FLII umano (NP_002009.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13045
Peso Proteico	145kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio