

Anticorpo Per Citometria A Flusso: Pe Coniglio Anti-Nhp Igd Anticorpo Monoclonale - Pe Coniglio Anti-Nhp Igd Mab

Numero articolo: CM0005839

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirante alla catena pesante delta dell'immunoglobulina di scimmia cinomolgo. Validato per la citometria a flusso, cross-reagisce con il macaco rhesus. Ideale per il rilevamento di IgD NHP nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-NHP IgD mAb
Specie	Scimmia cinomolgo
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività Crociata	Cinomolgo, Rhesus
Spedizione	Borsa del ghiaccio