

Pab Rabbit Contro Fluoresceina Isotiocianato/Fitc - Anti-Fitc

Numero articolo: CM0021199

introduzione

pAb policlonale rabbit anti-FITC per applicazioni WB ed ELISA. La reattività crociata indipendente dalla specie lo rende ideale per la rilevazione universale di molecole marcate con FITC nello sviluppo e nella ricerca di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb rabbit contro Fluoresceina Isotiocianato/FITC
Immunogeno	FITC
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacca di ghiaccio