

Fmn1 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q68Da7

Numero articolo: CM0017436

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la FMN1 umana (Formina-1) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per studiare la formazione delle giunzioni di adesione e la polimerizzazione dell'actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FMN1 pAb di coniglio
Note/Alias	LD; FMN; FMN1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	342184
ID gene	342184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-495 della FMN1 umana (NP_001096654.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q68DA7
Peso proteico	158kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio