

Fndc5 Rabbit Pab - Q8Nau1

Numero articolo: CM0023016



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FNDC5 umano (irisina). Adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Supporta la ricerca sul metabolismo dell'esercizio fisico e sull'imbrunimento del tessuto adiposo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FNDC5 Rabbit pAb
Note/Alias	FRCP2; irisina; FNDC5
Specie	Umano
GeneID	252995
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-150 di FNDC5 umano (NP_715637.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NAU1
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio