


Proteina Legante Il Folato (Fbp) / Folr1 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Elisa - P15328

Numero articolo: CM0002249



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla Proteina Legante il Folato umana / FOLR1, validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui recettori del folato e studi sui carcinomi epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Proteina Legante il Folato(FBP) / FOLR1 mAb Coniglio
Note/Alias	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Proteina Legante il Folato(FBP) / FOLR1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2348
GenelD	2348
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 della Proteina Legante il Folato(FBP) umana / FOLR1 (NP_000793.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15328
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio