


Anticorpo Monoclonale Coniglio Formyl-Histone H2B-K120 (P62807/Q16778) Per Wb, Ihc-P, Elisa

Numero articolo: CM0000092



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio specifico per formil-istone H2B-K120 per Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce H2B umana, murina e ratto con ampia prevista cross-reattività. Ideale per lo studio delle modifiche degli istoni e della regolazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio Formyl-Histone H2B-K120
Osservazioni/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formyl-Histone H2B-K120
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8349
GeneID	3017/8349
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato dall'istone H2B umana (formile K120)
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio Intervallo Previsto)
SWISS	P62807/Q16778
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio