

Anticorpo Monoclonale Coniglio Foxf1 Per Wb Ed Elisa - Q12946

Numero articolo: CM0012022

introduzione

Affidabile anticorpo monoclonale coniglio FOXF1 per Western blot ed ELISA. Rileva FOXF1 umano e murino, un attivatore trascrizionale specifico per il polmone. Ideale per la ricerca sullo sviluppo polmonare e sulle patologie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Coniglio FOXF1
Note/Alias	FKHL5; ACDMPV; FREAC1; FOXF1
Specie	Umano
GeneID (umano)	2294
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FOXF1 umano (Q12946)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q12946
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio