

Foxg1 Rabbit Pab - P55316

Numero articolo: CM0024365



introduzione

FOXG1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per Western blot ed ELISA, in grado di rilevare FOXG1 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Essenziale per la ricerca sullo sviluppo cerebrale e sulla repressione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FOXG1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BF1; BF2; QIN; FKX2; HBF2; HFK1; HFK2; HFK3; KHL2; FHL3; FKHL1; FKHL2; FKHL3; FKHL4; HBF-1; HBF-2; HBF-3; FOXG1A; FOXG1B; FOXG1C; HBF-G2; FOXG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2290
GeneID	2290
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 400-489 di FOXG1 umano (NP_005240.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55316
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio