

Foxl2 Pab Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P58012

Numero articolo: CM0020758



introduzione

Scopri l'anticorpo policlonale di coniglio anti-FOXL2 (PAb), validato per Western Blotting (WB), immunofluorescenza (IF-P) ed ELISA. Reagisce con FOXL2 umano, murino e di ratto, un fattore di trascrizione nucleare essenziale per lo sviluppo ovarico e repressore della determinazione testicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FOXL2 pAb di coniglio
Note/alias	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	668
GeneID	668
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-376 di FOXL2 umano (NP_075555.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P58012
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante