

Anticorpo Policlonale Coniglio Foxo4 Per Wb, If/Icc, Elisa - P98177

Numero articolo: CM0024954



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio FOXO4 validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione insulinica, la regolazione del ciclo cellulare e la dinamica dei fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Coniglio FOXO4 (pAb)
Note/Alias	AFX; AFX1; MLLT7; FOXO4
Specie	Umano
GeneID (umano)	4303
GeneID	4303
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P98177
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio