

Anticorpo Policlonale Coniglio Foxp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H334

Numero articolo: CM0017886



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio FOXP1 adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva la FOXP1 endogena in umano, topo e ratto. Utilizzato nella regolazione della trascrizione, immunologia e ricerca sulle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FOXP1 Rabbit pAb
Note/Alias	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27086
GeneID	27086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-677 della FOXP1 umana (NP_116071.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H334
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio