

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Foxp3 Per Ihc-P E Elisa - Q9Bzs1

Numero articolo: CM0005000



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro FOXP3 è validato per IHC-P e ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per lo studio della funzione delle cellule T regolatorie e dell'omeostasi immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FOXP3 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	50943
GeneID	50943
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FOXP3 umano (NP_054728.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BZS1
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio