

Foxp3 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q9Bzs1

Numero articolo: CM0028946



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FOXP3 umano per WB ed ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante mirante agli amminoacidi 206-300. Ideale per la ricerca su Treg e regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FOXP3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Specie	Umano
GeneID	50943
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-300 del FOXP3 umano (NP_054728.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio