

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Fshb Per If-P, Ihc-P, Elisa - P01225

Numero articolo: CM0010310



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio FSHB validato per IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con FSHB umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca in biologia riproduttiva sullo sviluppo follicolare e la spermatogenesi, che bersaglia la subunità beta dell'ormone follicolo-stimolante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FSHB Rabbit mAb
Note/Alias	HH24
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2488
GeneID	2488
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-116 di FSH alfa/beta umano(NP_000726.1/NP_000501.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P01225
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio