

## Fsp1/S100A4 Pab Di Coniglio - P26447

Numero articolo: CM0019867



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-FSP1/S100A4 validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva la proteina S100A4 umana e murina, una proteina legante il calcio coinvolta nella ricerca sulla motilità cellulare, l'apoptosi e la metastasi cancerosa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | FSP1/S100A4 pAb di coniglio                                                                                                                                 |
| Note/Alias            | 42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4                                                                                                       |
| Specie                | Umana                                                                                                                                                       |
| ID gene (umano)       | 6275                                                                                                                                                        |
| ID gene               | 6275                                                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-101 della FSP1/S100A4 umana (NP_002952.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                                       |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                    |
| Reattività incrociata | Umana, Murina                                                                                                                                               |
| SWISS                 | P26447                                                                                                                                                      |
| Peso proteico         | 12 kDa                                                                                                                                                      |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                       |