

Anticorpo Monoclonale Coniglio Ftcd Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O95954

Numero articolo: CM0007577

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti FTCD umano, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; cross-reattività con umano, topo, ratto; per lo studio del metabolismo dei folati e dell'organizzazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FTCD mAb Coniglio
Note/Alias	LCHC1; FTCD
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10841
GenelD	10841
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 320-541 di FTCD umano (NP_006648.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95954
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio