


Anticorpo Policlonale Coniglio Ftmt (Ferritina Mitocondriale) Per Wb, Elisa - Q8N4E7

Numero articolo: CM0016791



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la ferritina mitocondriale umana (FTMT). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con il mouse. Essenziale per studi sul metabolismo del ferro, sulla funzione mitocondriale e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FTMT Rabbit pAb
Note/Alias	MTF; FTMT
Specie	Umano
Gene ID	94033
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 183-242 della FTMT umana (NP_803431.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q8N4E7
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio