

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fto - Id Genico 79068

Numero articolo: CM0022615

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FTO, prodotto contro un frammento N-terminale di zebrafish. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per studi di epitrascrittomica e obesità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FTO Rabbit pAb
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	79068
ID genico (zebrafish)	553363
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-349 di FTO di zebrafish (XP_009301626.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
Spedizione	Borsa refrigerante