

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fuca2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bty2

Numero articolo: CM0017024

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'alfa-L-fucosidasi plasmatica umana (FUCA2), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo delle glicoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FUCA2 pAb di coniglio
Note/alias	dj20N2.5; FUCA2
Specie	Uomo
GeneID	2519
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 118-467 della FUCA2 umana (NP_114409.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BTY2
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante