

Anticorpo Policlonale Coniglio Fuk Per Wb E Elisa - Q8N0W3

Numero articolo: CM0024549

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la L-fucochinasi umana (FUK), validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con umano e topo. Utile per la ricerca sulla via di recupero del fucosio e per studi sui disturbi della glicosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FUK Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FUK; CDGF2; 1110046B12Rik
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	197258
Gene ID	197258
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 795-1084 di FUK umana (NP_659496.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8N0W3
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio