

Anticorpo Policlonale Coniglio Fut3 (Fuct-Iii) Per Wb E Elisa - P21217

Numero articolo: CM0016619

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro FUT3 umano (Fucosiltransferasi 3), validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con ratto. Ideale per la ricerca sugli antigeni del gruppo sanguigno Lewis e per gli studi sulle glicosiltransferasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FUT3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LE; Les; FT3B; CD174; FucT-III; FUT3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2525
GenelD	2525
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di FUT3 umano (NP_000140.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P21217
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio