


Fxr1 Pab Di Coniglio - P51114

Numero articolo: CM0019683



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FXR1 umano (P51114), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per lo studio della regolazione della traduzione dell'mRNA, della neurogenesi e dello sviluppo muscolare. Peso molecolare previsto: 70 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FXR1 PAb di coniglio
Annotazioni/Alias	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8087
GeneID	8087
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-539 di FXR1 umano (NP_001013456.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P51114
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio