

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fyn Per Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P06241

Numero articolo: CM0021486



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Fyn umano (P06241), testato in WB, IHC, IF/ICC, ELISA. Riconosce Fyn umano, di topo e di ratto. Fyn è una tirosin-chinasi non recettoriale della famiglia Src coinvolta nella segnalazione cellulare, nella risposta immunitaria e nella funzione neurale. Ideale per la ricerca in oncologia e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fyn
Note/Alias	SLK; SYN; p59-FYN; Fyn
Specie	Umano
GenelD (umano)	2534
GenelD	2534
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di Fyn umano (NP_002028.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06241
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio