


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gaa Per Wb, Elisa - P10253

Numero articolo: CM0002218



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-GAA validato per WB ed ELISA. Mira all'alfa-glucosidasi lisosomiale umana (P10253), essenziale per la degradazione del glicogeno. Ideale per la ricerca sulla malattia di Pompe.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Coniglio anti-GAA
Note/Alias	LYAG; GAA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2548
GeneID	2548
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della GAA umana (P10253).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P10253
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio