

Anticorpo Monoclonale Coniglio Gaba Transaminasi (Abat) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P80404

Numero articolo: CM0004630

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato alla GABA transaminasi umana (ABAT), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 1-100). Ideale per la ricerca sulla degradazione dei neurotrasmettitori e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GABA transaminasi (ABAT) mAb coniglio
Osservazioni/Alias	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminasi (ABAT)
Specie	Umano
GeneID (umano)	18
GeneID	18
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P80404
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio