


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Gabbr1 - Q9Ubs5

Numero articolo: CM0016158



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità 1 del recettore umano dell'acido γ -amminobutirrico di tipo B (GABBR1) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi di neuroscienze sulla trasmissione sinaptica inibitoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio GABBR1
Note/Alias	GB1; GPRC3A; GABABR1; GABBR1-3; GABBR1
Specie	Umano
GeneID	2550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-460 di GABBR1 umano (NP_068703.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBS5
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio