


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Galectin 3/Lgals3 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17931

Numero articolo: CM0002544



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Galectin-3 (LGALS3, MAC2) umana. Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche su infiammazione, cancro e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Galectin 3/LGALS3 Rabbit mAb
Note / Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Specie	Umana
GeneID	3958
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Galectin 3/LGALS3 umana (P17931).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P17931
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio