

Galns Rabbit Pab Per Wb - P34059

Numero articolo: CM0023219



introduzione

GALNS Rabbit pAb è un anticorpo policlonale raised contro GALNS umano ricombinante, validato per WB e ELISA. Rileva GALNS in campioni umani, murini e di ratto, adatto per la ricerca sulle malattie da accumulo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GALNS Rabbit pAb
Note/Alias	GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2588
Gene ID	2588
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 27-307 del GALNS umano (NP_000503.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Mouse, Ratto
SWISS	P34059
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio