

Anticorpo Monoclonale Coniglio Galt Per Wb, Elisa - P07902

Numero articolo: CM0002659



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio GALT di alta qualità convalidato per WB ed ELISA. Mirato alla galattosio-1-fosfato uridililtransferasi umana, essenziale per il metabolismo del galattosio. Ideale per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GALT mAb coniglio
Osservazioni/Alias	GALT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2592
GeneID	2592
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di GALT umano (P07902)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P07902
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio