


Anticorpo Policlonale Gamt Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14353

Numero articolo: CM0030924



introduzione

Anticorpo policlonale GAMT da coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con GAMT di uomo, topo e ratto. Mira alla guanidinoacetato N-metiltransferasi, fondamentale per la sintesi della creatina. Adatto per studi su disturbi metabolici e sullo sviluppo neurologico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GAMT Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	PIG2; CCDS2; TP53I2; HEL-S-20; GAMT
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2593
ID gene	2593
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-236 della GAMT umana (NP_000147.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14353
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio