

Anticorpo Policlonale Coniglio Gas2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43903

Numero articolo: CM0015327

introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio GAS2 rileva la proteina 2 specifica dell'arresto della crescita in WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata umana e del topo. L'immunogeno ricombinante produce una banda di 35kDa. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e uditiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GAS2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GAS-2; GAS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2620
GeneID	2620
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di GAS2 umano (NP_005247.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O43903
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio