


Anticorpo Policlonale Coniglio Gata1 Per Wb - P15976

Numero articolo: CM0014921



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a GATA1 umano, un fattore di trascrizione eritroide chiave. Validato per Western blot e cross-reagisce con il mouse. Strumento essenziale per la ricerca sull'eritropoiesi e sulle emoglobinopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GATA1 Rabbit pAb
Note/Alias	GF1, GF-1, NFE1, XLTT, ERYF1, NF-E1, XLANP, XLTDA, GATA-1, HAEADA, GATA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2623
GeneID	2623
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 55-155 di GATA1 umano (NP_002040.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P15976
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio